

Фильтрационная система HuanKai

Фильтродержатели

180012503	Фильтродержатель из нержавеющей стали на 500 мл (фильтр Ф 47 мм)	1 шт/уп
180012502	Фильтродержатель из нержавеющей стали на 250 мл (фильтр Ф 47 мм)	1 шт/уп
00305209	Фильтродержатель пластиковый на 250 мл с фильтром 47мм, 0.45µm	3 шт/уп
00305208	Фильтродержатель пластиковый на 100 мл с фильтром 47мм, 0.45µm	6 шт/уп
00305202	Воронка 250 мл пластиковая (аналог Microfil)	144 шт/уп
00305201	Воронка 100 мл пластиковая (аналог Microfil)	144 шт/уп

Гребенка-коллектор MFS

MFS-1A	1-местная гребенка-коллектор
MFS-3A	3-местная гребенка-коллектор
MFS-6A	6-местная гребенка-коллектор
MFS-10A	10-местная гребенка-коллектор



Вакуумный насос SZKB

SZKB-6A	Вакуумный насос (650 мБар, 3 л/мин)
SZKB-6B	Вакуумный насос (650 мБар, 6 л/мин)
SZKB-6C	Вакуумный насос (780 мБар, 3 л/мин)

Стерильные мембранные фильтры ЕНК

20571102	В индивид. упаковке (CN-CA) 47мм, 0.45µm	200 шт/уп
20571103	В индивид. упаковке (CN-CA) 47мм, 0.22µm	200 шт/уп
20571100	В индивид. упаковке (PES) 47мм, 0.45µm	200 шт/уп
20571101	В индивид. упаковке (PES) 47мм, 0.22µm	200 шт/уп
41556986	В ленте 47мм, 0.45µm	150 шт/уп
41556990	В ленте 47мм, 0.22µm	150 шт/уп

I-EXTRACTOR Сенсорный диспенсер мембран

