

Губки с нейтрализующими средами для взятия смывов



Губки с держателем



Губки без держателя

Губки с нейтрализующими средами НореВіо предназначены для взятия смывов с большой площади, а также когда использование обычных тампонов просто невозможно из-за особенностей исследуемой поверхности.

Губки содержат буферы или среды (например, летиновый бульон), которые эффективно нейтрализуют действие дезинфектантов и позволяют получить реальную картину микробного загрязнения. Губки не содержат биоцидов, а значит, они не ингибируют рост микроорганизмов во взятых образцах. Губки не лохматятся как тампоны, смыв можно взять практически с любой поверхности.

Очень удобно использовать губку с держателем (в данном случае стерильная перчатка не нужна). Держатель (ручка) после взятия смыва легко отделяется от губки и, таким образом, образец не загрязняется.

Чтобы активировать сухую губку необходимо добавить 10 мл среды.

Срок годности увлажненных губок - не менее одного года!

Кат.№	Наименование	Упаковка
НВСУВ008-100	Сухая губка для смывов без держателя, перчатки, пакет	100 шт/уп
НВСУВ002-100	Сухая губка для смывов с держателем, перчатки, пакет	100 шт/уп
НВСУВ007-1-100	Увлажненная губка для смывов без держателя (нейтрализующий буфер), перчатки, пакет	100 шт/уп
НВСУВ007-2-100	Увлажненная губка для смывов с держателем (нейтрализующий буфер), перчатки, пакет	100 шт/уп
НВСУВ006-1-100	Увлажненная губка для смывов без держателя (летиновый бульон), перчатки, пакет	100 шт/уп
НВСУВ006-2-100	Увлажненная губка для смывов с держателем (летиновый бульон), перчатки, пакет	100 шт/уп