

pH-индикаторные полоски

pH-индикаторные полоски HuanKai содержат специальные прочно-связанные с основой теста красители.

Особенности:

- не происходит выделение индикаторов, включенных в состав теста, в раствор;
- не происходит загрязнения исследуемых растворов;
- тесты можно оставлять в исследуемом растворе неограниченное время;
- высокая точность, даже в слабо-буферных растворах;
- четко-различимые цвета между разными значениями pH;
- достоверная воспроизводимость цвета при реакции;
- можно проводить измерение даже в слабо-окрашенных или мутных растворах.



pH(6—9)



pH(1—12)



Кат.№	Наименование	Упаковка
090821	pH-индикаторные РН 6 -9 (6-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0) для определения значения pH растворов	100 шт/уп
090820	pH-индикаторные полоски РН 1 -12 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) для определения значения pH растворов	100 шт/уп

Тест-полоски

Тест-полоски HuanKai предназначены для определения остаточных количеств дезинфектантов на поверхности или смывной жидкости (полуколичественный метод).

Принцип действия:

Погрузите тест-полоску в раствор образца. Через несколько секунд сравнить реакционную зону со шкалой сравнения.



Кат.№	Наименование	Упаковка
90036	Тест-полоски для определения общей жесткости (0-15-30-70-120 мг/л)	100 шт/уп
090026-2	Тест-полоски для определения общей жесткости (0-25-50-120-250-425 мг/л)	100 шт/уп
90750	Тест-полоски на ЧАС (0-25-50-100-250-500-1000 мг/л)	100 шт/уп
90755	Тест-полоски на ЧАС (0-250-500-1000-2000-4000 мг/л)	100 шт/уп
90512	Тест-полоски для определения хлора (0.1-0.5-1-3-5-7-10-20 мг/л)	100 шт/уп
90732	Тест-полоски для определения эффективного хлора (10-20-40-75-100-150-200-300 мг/л)	100 шт/уп
90730	Тест-полоски для определения эффективного хлора (20-50-100-250-500-1000-1500-2000 мг/л)	100 шт/уп
90731	Тест-полоски для определения эффективного хлора (0-250-500-1000-2000-3000-5000 мг/л)	100 шт/уп
90720	Тест-полоски для определения надуксусной кислоты (0.5-1-2-4-10-20-40 мг/л)	100 шт/уп
90725	Тест-полоски для определения надуксусной кислоты (50-125-250-500-700-1000-1500-2000 мг/л)	100 шт/уп
90520	Тест-полоски для определения нитритов (0-1-5-10-20-40-80-150 мг/л)	100 шт/уп
90205	Тест-полоски для определения сульфатов (200-400-800-1200-1600 мг/л)	100 шт/уп
90765	Тест-полоски на перекись (0-0,5-1-2-4-10-25 мг/л)	100 шт/уп
90760	Тест-полоски на перекись (50-100-200-300-500-700-1000-1500 мг/л)	100 шт/уп
90775	Тест-полоски для определения меди (0-5-10-30-100-300 мг/л)	100 шт/уп