

# Готовые среды НореВіо в чашках

Компания **НореВіо** производит готовые (агаризованные и жидкие) питательные среды, которые поставляются в тройной упаковке. Готовые среды НореВіо используются для решения задач в медицине, производственных лабораториях контроля качества, а также в фармацевтической индустрии. Использование готовых питательных сред НореВіо позволяет ускорить и значительно упростить рутинную процедуру приготовления сред:

- не надо взвешивать,
- не надо автоклавировать.

Каждая партия выпускаемых питательных сред сопровождается сертификатом качества. Все тестовые штаммы, температура и время инкубации, а также ингибирующие и индикаторные свойства питательных сред соответствуют требованиям международных Фармакопей.



Показатель	Название среды	Описание	Упаковка	Кат. №
<b>КМАФАнМ (ОМЧ)</b>	Готовая питательная среда RODAC Petri dish (TSA), контактные чашки 55 мм	контактные чашки 55 мм	10 шт/уп	НВРМ032
	Готовая питательная среда TSA surface contact dish, контактные чашки 55 мм	контактные чашки 55 мм	10 шт/уп	НВРМ035-11
	Готовая питательная среда TSA Surface Contact Dish with Penicillinase, контактные чашки 55 мм	контактные чашки 55 мм	10 шт/уп	НВРМ035-5
	Готовая питательная среда Pancreatic cheese soybean peptone agar medium surface contact dish, контактные чашки 55 мм	контактные чашки 55 мм	10 шт/уп	НВРМ035-18
	Готовая питательная среда Nutrient agar surface contact dish, контактные чашки 55 мм	контактные чашки 55 мм	10 шт/уп	НВРМ003-2
	Готовая питательная среда TSA medium plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ034-2
	Готовая питательная среда Pancreatic case-butter soybean peptone agar medium plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ034-7
	Готовая питательная среда Penicillinase-containing TSA plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ034-4
	Готовая питательная среда SDC (TSA W/TTC) flatbed, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ039
	Готовая питательная среда Nutrient Agar (plus penicillinase), в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ003-1

# Готовые среды НореВіо в чашках

Показатель	Название среды	Описание	Упаковка	Кат. №
<b>КМАФАнМ (ОМЧ)</b>	Готовая питательная среда Plate count agar medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ002
	Готовая питательная среда R2A agar plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ0167
	Готовая питательная среда MFC agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ020
	Готовая хромогенная питательная среда Total Genes Chromogenic Plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7005
<b>Дрожжи/ плесневые грибы</b>	Готовая питательная среда Sabouraud agar surface contact dish, контактные чашки 55 мм	контактные чашки 55 мм	10 шт/уп	НВРМ0235
	Готовая питательная среда Sabouraud glucose agar contact dish plate, контактные чашки 55 мм	контактные чашки 55 мм	10 шт/уп	НВРМ0253-82
	Готовая питательная среда Sabouraud agar surface contact dish (containing chloramphenicol), контактные чашки 55 мм	контактные чашки 55 мм	10 шт/уп	НВРМ0235c
	Готовая питательная среда Sabouraud agar plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ0235-1
	Готовая питательная среда Sabouraud agar plate (containing chloramphenicol), в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ0235-1c
	Готовая питательная среда Bengal red medium plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ023
	Готовая питательная среда Potato glucose agar (PDA) plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ0233-12
Готовая хромогенная питательная среда Mould and Yeast Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7010	
<b>Колиформы (БГКП), E.coli</b>	Готовая питательная среда Eason agar plate (EMB), в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ007
	Готовая питательная среда McConkay agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ016
	Готовая питательная среда McConkay agar plates (containing crystal violet), в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ016-1
	Готовая питательная среда Modified sorbitol McConkay agar plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ08
	Готовая питательная среда Sorbitol McConkay agar (SMAC) plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ017
	Готовая хромогенная питательная среда E.Coli Chromogenic plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7001
	Готовая хромогенная питательная среда E.Coli/Coliform Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7003
<b>Salmonella</b>	Готовая питательная среда Bismuth sulfite agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ012
	Готовая питательная среда XLD medium plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ011
	Готовая питательная среда SS agar plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ008
	Готовая питательная среда XLT4 flat plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ4208
	Готовая хромогенная питательная среда Salmonella Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7007
<b>Staphylococcus aureus</b>	Готовая питательная среда Baird-Parker agar plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ022
	Готовая хромогенная питательная среда Staphylococcus Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7009

# Готовые среды НореВіо в чашках

Показатель	Название среды	Описание	Упаковка	Кат. №
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Готовая питательная среда TCBS agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ027
	Готовая питательная среда Alkaline agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ8402
	Готовая хромогенная питательная среда Vibrio Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7011
<i>Listeria monocytogenes</i>	Готовая питательная среда PALCAM agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ025
	Готовая питательная среда Oxford Agar (OXA) Plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ024
	Готовая хромогенная питательная среда Listeria Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7008
<i>Legionella</i>	Готовая питательная среда BCYE agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ030
	Готовая питательная среда GVPC agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ031
	Готовая питательная среда BCYE-CYS agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ8493-1
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Готовая питательная среда Cetrimide Agar, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ5184
	Готовая питательная среда Pseudomonas agar basic medium/CN agar plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ8484-2
<i>Bacillus cereus</i>	Готовая питательная среда Mannitol yolk polymyxin agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ0248
	Готовая хромогенная питательная среда Bacillus Cereus Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7021
<b>Молочно-кислые бактерии</b>	Готовая питательная среда MRS agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ0384-1
<b>Иерсинии</b>	Готовая питательная среда CIN-1 agar plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ033
<b>Кампилобактер</b>	Готовая питательная среда Modified CCDA agar plates, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ0274-1
<b>Среды для требовательных микроорганизмов</b>	Готовая питательная среда Colombian blood plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	5 шт/уп	jx601
<i>Shigella</i>	Готовая хромогенная питательная среда Shigella chromogenic plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7018
	Готовая питательная среда SS agar plate, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ008
<i>Enterobacter sakazakii</i>	Готовая хромогенная питательная среда Enterobacter Sakazak ii Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7012
<i>E.coli O157</i>	Готовая хромогенная питательная среда O157 Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7006
<i>Candida</i>	Готовая хромогенная питательная среда Candida Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7015
<b>Энтерококки</b>	Готовая хромогенная питательная среда Enterococcus Faecium Chromogenic Medium, в чашках Петри 90 мм	чашки Петри 90 мм	10 шт/уп	НВРМ7014