

# Пакеты для гомогенизации НореВіо



Пакет для гомогенизации  
(30\*19 см)



Пакет для гомогенизации с  
боковым фильтром



Пакет для гомогенизации  
с полным фильтром



Пакет для гомогенизации с  
дном с zip-lock (32 \*20 см)



Пакет для гомогенизации  
с zip-lock (32 \*20 см)

Пакеты для гомогенизации НореВіо применяются на этапе подготовки проб для измельчения образца. Изготовлены из полиэтилена высокой плотности.

**Поставляются с сертификатом качества на каждую партию от производителя!**

Кат.№	Наименование	Объем	Упаковка
CYD006	Стерильный пакет для гомогенизации (размер пакета 30*19 см)	400 мл	100 шт/уп
JX405-1	Стерильный пакет для гомогенизации с боковым фильтром	400 мл	25 шт/уп
CYD014	Стерильный пакет для гомогенизации с полным фильтром (размер пакета 30*20 см)	400 мл	50 шт/уп
CYD025	Стерильный пакет для гомогенизации с дном, с полным фильтром (размер пакета 30*18 см)	400 мл	50 шт/уп
CYD024	Стерильные пакеты для гомогенизации с полным фильтром (размер пакета 38*51 см)	3.5 л	25 шт/уп
CYD017	Стерильный пакет для гомогенизации с дном с zip-lock (размер пакета 32 *20 см)	400 мл	100 шт/уп
CYD002	Стерильный пакет для гомогенизации с zip-lock (размер пакета 32 *20 см)	400 мл	100 шт/уп
41265590	Пластиковый зажим для пакетов		12 шт/уп