

Тампоны для отбора проб НореВіо



Тампоны с питательными средами и нейтрализаторами позволяют эффективно провести контроль чистоты поверхности (взятие смывов).

Тампоны содержат разное количество среды – 1 мл, 5 мл или 10 мл.

Кат.№	Наименование	Упаковка
НВРТ8604-1	Тампон с летиновым бульоном, 1 мл	20 шт/уп
НВРТ8604-3	Тампон с летиновым бульоном, 5 мл	20 шт/уп
НВРТ0108-4	Тампон с питательным бульоном, 10 мл	20 шт/уп
НВРТ034-42	Тампон с 0,85% физиологическим раствором, 5 мл	20 шт/уп
НВРТ034-41	Тампон с 0,85% физиологическим раствором, 10 мл	20 шт/уп
НВРТ031-53	Тампон с забуференной пептонной водой, 5 мл	20 шт/уп
НВРТ031-51	Тампон с забуференной пептонной водой, 10 мл	20 шт/уп
НВРТ047-19	Тампон с фосфатным буфером с нейтрализатором, 5 мл	20 шт/уп
НВРТ047-17	Тампон с фосфатным буфером с нейтрализатором, 10 мл	20 шт/уп
НВРТ047-3	Тампон с фосфатным буфером, 10 мл	20 шт/уп

Тампоны с транспортной средой НореВіо



Тампоны с транспортной средой производства компании НореВіо используются для взятия, хранения и транспортировки биологического материала.

Каждый тампон стерилизован и имеет индивидуальную упаковку!

Кат.№	Наименование	Упаковка
НВРТ002	Тампоны с транспортной средой Эймс	20 шт/уп
НВРТ004-14	Тампоны с транспортной средой Кэри Блейр	20 шт/уп
НВРТ8552	Тампоны с транспортной средой Стюарт	20 шт/уп

Набор для контроля поверхности в чистых помещениях НореВіо



Набор для контроля поверхности в чистых помещениях НореВіо используются для микробиологического мониторинга поверхностей в помещениях класса А. Каждый набор содержит 1 пробирку(5мл) с TSB (5 мл) + 1 пробирку с физраствором (встроенный тампон) (5 мл).


Кат.№	Наименование	Упаковка
НВРТ064	Набор для контроля поверхности в чистых помещениях с триптиказо-соевым бульоном и физраствором, 2*5мл	5 наборов/уп

Тампоны для отбора образцов Quick Swab (аналог 3М)



Тампон Quick swab - это готовый тампон для отбора образцов окружающей среды. В тампонах Quick Swab среда отделена от тампона и находится в верхней части сваба. Среда добавляется (простым нажатием) после взятия смыва с поверхности. Такое устройство тампонов позволяет не мыть поверхность после взятия проб на смывы.

Тампоны могут быть использованы как в увлажненном, так и в сухом виде для отбора проб, а также для быстрого посева 1 мл образца на тест-пластины или другую культуральную среду.



Кат.№	Наименование	Упаковка
НВРТ8604-2	Тампон Quick swab с летиновым бульоном, 1 мл	20 шт/уп
НВРТ031-52	Тампон Quick swab с забуференной пептонной водой, 1 мл	20 шт/уп
НВРТ047-21	Тампон Quick swab с фосфатным буфером с нейтрализаторами, 1 мл	20 шт/уп