

Виалы, крышки и септы Hawach

Нawach кат. №	Описание	Упаковка (шт/уп)
Флаконы с завинчивающейся крышкой, DN9 мм, крышки и септы		
20011101	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN9 мм, завинчивающаяся крышка	100
20011102	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN9 мм, завинчивающаяся крышка, градуировка с полем для надписи	100
20011103	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN9 мм, завинчивающаяся крышка, боросиликатное стекло USP1	100
20011104	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN9 мм, завинчивающаяся крышка, с градуировкой и полем для надписи, боросиликатное стекло USP1	100
20011105	Янтарный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN9 мм, завинчивающаяся крышка	100
20011106	Янтарный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN9 мм, завинчивающаяся крышка с градуировкой и полем для надписи	100
20011107	Янтарный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN9 мм, завинчивающаяся крышка, боросиликатное стекло USP1	100
20011108	Янтарный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN9 мм, завинчивающаяся крышка с градуировкой и полем для надписи, боросиликатное стекло USP1	100
20011109	Крышка синяя навинчивающаяся для флаконов 9-425 в сборе: септа PTFE/силикон, без прорези	100
20011110	Крышка синяя навинчивающаяся для флаконов 9-425 в сборе: септа PTFE/силикон, с прорезью	100
20011111	Септа PTFE/силикон, без прорези, для навинчивающихся крышек 9-425	100
20011112	Крышка синяя навинчивающаяся с вклеенной септой Super Bonded: септа красная PTFE/ силикон, без прорези, для флаконов 9 мм	100
20011113	Крышка синяя навинчивающаяся с вклеенной септой Super Bonded: септа красная PTFE/ силикон с прорезью, для флаконов 9 мм	100
20011114	Крышка синяя навинчивающаяся с вклеенной септой Super Bonded: септа синяя PTFE/ силикон с прорезью, для флаконов 9 мм	100
Флаконы с завинчивающейся крышкой, DN8 мм, крышки и септы		
20011201	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN8 мм, завинчивающаяся крышка	100
20011202	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, DN8 мм, завинчивающаяся крышка, с градуировкой и полем для надписи	100
20011207	Крышка черная навинчивающаяся для флаконов 8-425 в сборе: септа PTFE/ силикон без прорези	100
20011208	Крышка черная навинчивающаяся для флаконов 8-425 в сборе: септа PTFE/ силикон с прорезью	100
20011209	Крышка без отверстия черная навинчивающаяся для флаконов 8-425 в сборе: септа PTFE/ силикон без прорези	100
Флаконы с защелкивающейся крышкой, 2мл 12*32 мм, крышки и септы		
20011301	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, защелкивающаяся крышка (горлышко 11 мм)	100
20011302	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, защелкивающаяся крышка (горлышко 11 мм), с градуировкой и полем для надписи	100
20011303	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, защелкивающаяся крышка (горлышко 11 мм), боросиликатное стекло USP1	100
20011304	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, защелкивающаяся крышка (горлышко 11 мм), с градуировкой и полем для надписи, боросиликатное стекло USP1	100
20011309	Янтарный флакон 2мл, 12×32 мм, защелкивающаяся крышка (горлышко 11 мм)	100
20011307	Крышка белая пластиковая защелкивающаяся с септой в сборе, PTFE/силикон септа без прорези для флаконов 2мл DN11	100
20011308	Крышка белая пластиковая защелкивающаяся с септой в сборе, PTFE/силикон септа с прорезью для флаконов 2мл DN11	100



Виалы, крышки и септы Hawach

Нawach кат. №	Описание	Упаковка (шт/уп)
Флаконы с обжимной крышкой, 2мл 12*32 мм, крышки и септы		
20011401	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, обжимная крышка (горлышко 11 мм)	100
20011402	Прозрачный флакон 2 мл, 12×32 мм, обжимная крышка (горлышко 11 мм), с градуировкой и полем для надписи	100
20011411	Янтарный флакон 2 мл, 12×32 мм, обжимная крышка (горлышко 11 мм)	100
20011412	Янтарный флакон 2 мл, 12×32 мм, обжимная крышка (горлышко 11 мм), с градуировкой и полем для надписи	100
20011407	Крышка обжимная алюминиевая 11 мм с септой в сборе, PTFE/силикон септа без прорези, для флаконов 2 мл DN11	100
20011408	Крышка обжимная алюминиевая 11 мм с септой в сборе, PTFE/силикон септа с прорезью, для флаконов 2 мл DN11	100
20011409	Крышка обжимная алюминиевая с насечками 11 мм, PTFE/силикон септа без прорези, для флаконов 2 мл DN11	100
20011410	Крышка обжимная алюминиевая с насечками 11 мм, PTFE/силикон септа с прорезью, для флаконов 2 мл DN11	100
Флаконы 4 мл, крышки и септы		
20011501	Прозрачный флакон 4 мл, 15×45 мм, DN13 мм, завинчивающаяся крышка	100
20011502	Янтарный флакон 4 мл, 15×45 мм, DN13 мм, завинчивающаяся крышка	100
20011503	Крышка с отверстием черная навинчивающаяся для флаконов 13-425 в сборе: септа PTFE/ силикон, без прорези	100
20011504	Крышка без отверстия черная навинчивающаяся для флаконов 13-425 в сборе: септа PTFE/ силикон, без прорези	100
20011505	Крышка без отверстия черная навинчивающаяся для флаконов 13-425 в сборе: септа PTFE/ силикон/PTFE, без прорези	100
Флаконы со свободным пространством под крышкой		
20011519	Прозрачный винтовой флакон 10 мл со свободным пространством под крышкой, D22,5xH46	100
20011520	Прозрачный винтовой флакон 20 мл со свободным пространством под крышкой, D22,5xH75	100
20011521	Завинчивающаяся магнитная крышка + септа, для прозрачных винтовых флаконов 10 и 20 мл со свободным пространством под крышкой	100
20011522	Прозрачный флакон 20 мл со свободным пространством под крышкой (под обжимную крышку), D22,5xH75	100
20011523	Крышка обжимная алюминиевая + септа, для флаконов (под обжимную крышку) 10 и 20 мл со свободным пространством под крышкой	100
20013001	Янтарный винтовой флакон 10 мл со свободным пространством под крышкой, D22,5xH46	100
20013002	Янтарный винтовой флакон 20 мл со свободным пространством под крышкой, D22,5xH75	100
20013003	Завинчивающаяся магнитная крышка + септа, для янтарных винтовых флаконов 10 и 20 мл со свободным пространством под крышкой	100
Флаконы для анализа летучих органических веществ (VOA)		
20031002	Прозрачный винтовой флакон для проб 20 мл, D27,5xH57, боросиликатное стекло второго класса	100
20031004	Янтарный винтовой флакон для проб 20 мл, D27,5xH57, боросиликатное стекло второго класса	100
20031006	Прозрачный винтовой флакон для проб 40 мл, D27,5xH95, боросиликатное стекло второго класса	100
20031008	Янтарный винтовой флакон для проб 40 мл, D27,5xH95, боросиликатное стекло второго класса	100



Виалы, крышки и септы Hawach

Нawach кат. №	Описание	Упаковка (шт/уп)
Флаконы для анализа летучих органических веществ (VOA)		
20031009	Крышка с отверстием белая навинчивающаяся для флаконов 20мл/40мл с септой PTFE/ силикон	100
20031010	Крышка с отверстием черная навинчивающаяся для флаконов 20мл/40мл с септой PTFE/ силикон	100
20031011	Крышка без отверстия белая навинчивающаяся для флаконов 20мл/40мл с септой PTFE/ силикон	100
20031012	Крышка без отверстия черная навинчивающаяся для флаконов 20мл/40мл с септой PTFE/ силикон	100
Вставки для флаконов		
20011601	Вставка стеклянная 0,15 мл для флаконов 8 мм, прозрачная, коническая, с пластиковой нижней пружиной, 5×29 мм	100
20011602	Вставка стеклянная 0,25 мл для флаконов 8 мм, прозрачная, конический наконечник, 5×31 мм	100
20011603	Вставка стеклянная 0,25 мл для флаконов 9 мм, прозрачная, коническая, с пластиковой нижней пружиной, 5,7×29 мм	100
20011604	Вставка стеклянная 0,3 мл для флаконов 9 мм, прозрачная, с плоским дном, 6×31 мм	100
20011606	Крышка для флаконов 1 мл	100
Кримперы и декримперы		
20021101	Кримпер для 8мм Aluminum Headspace Cap	1
20021102	Кримпер для 11мм Aluminum Headspace Cap	1
20021103	Кримпер для 13мм Aluminum Headspace Cap	1
20021104	Кримпер для 13мм Aluminum/Plastic Cap,	1
20021105	Кримпер для 15мм Aluminum Headspace Cap	1
20021106	Кримпер для 15мм Aluminum/Plastic Cap	1
20021107	Кримпер для 20мм Aluminum Headspace Cap	1
20021108	Кримпер для 20мм Aluminum/Plastic Cap	1
20021201	Декримпер для 11мм Cap,	1
20021202	Декримпер для 13мм Cap,	1
20021203	Декримпер для 15мм Cap,	1
20021204	Декримпер для 20мм Cap,	1

